

**DETERGENT POUR TISSUS ASSAINISSEUR E DEODORANT POUR TECHNIQUE A INJECTION - EXTRACTION****• APPLICATIONS:**

EXTRACTOR est conçu spécialement pour le nettoyage des tissus en général. Très doux mais très efficace, on l'utilise sur fauteuils, divans, rideaux, matelas, sièges ... On l'utilise avec machine à injection - Extraction. Il nettoie en profondeur, Assainit, élimine les odeurs, laisse un bon parfum et ravive les couleurs. Il contient des agents de nettoyage très efficaces pour la solubilisation des graisses, protéines et bien d'autres types de saletés emprisonnées dans les fibres. Contiens aussi des sels quaternaires pour la sanification.

• MODE D'EMPLOI:

1. Passer l'aspirateur sur la zone à nettoyer.
2. Enlever les taches avec les détacheurs.
3. Préparer une solution a 5 - 10 % d'EXTRACTOR dans la machine. Il est préférable d'utiliser de l'eau chaude.
4. Sur des zones particulièrement sales, utilisé une solution plus concentré et / ou Quick. Ne pas excéder avec la quantité de liquide.

• DONNEES CHIMIQUES - PHYSIQUES:

Etat :	Liquide
pH:	8 conc.
Mousse:	Nulle
Couleur :	Vert
Odeur :	Parfumé

**• COMPONENTI:**

Tensioactifs non ioniques, anpholitiques. Solvants Organiques, Sequestrants.

• PRECAUTIONS:

IRRITANT à l'état pur. Endosser gants et habits adéquats ; se protéger les yeux et le visage. En cas de contact avec les yeux ou le visage, laver immédiatement à grande eau et consulter un médecin.